

ALOE LASER MASK

MediCom



profesionální pleťová maska

unikátní složení pro dokonalou biostimulaci
a regeneraci pokožky v kombinaci
s biostimulačním laserem

hydratační gelová maska
s extraktem Aloe Vera a provitamínem B5

ÚČINKY

Hojivé účinky biostimulačního softlaseru v péči o pleť jsou v kosmetické praxi široce využívány. Monochromatické a koherentní světlo laseru zvyšuje metabolismus tkáně, podporuje novostavbu cév a průtok krve, léčí zánětlivá ložiska. Snižuje se svalové napětí, které je jednou z příčin tvorby vrásek. Regenerace buněk se projevuje celkovým omlazením pleti.

ALOE LASER MASK umocňuje efekt laseru v kosmetických aplikacích. Hyperosmotické látky obsažené v masce výrazně snižují rozptyl světla v tkáni a zvyšují její transparentnost. Světlo laseru proniká snáze do hloubky tkáně, zachovává si vysoký stupeň optické koherence a tím i své hojivé účinky.

Extrakt z Aloe Vera obsažený v gelové masce přináší do pokožky výraznou hloubkovou hydrataci. Spolu s provitaminem B5 Panthenolem stimuluje hojivé procesy v tkáni, napomáhá regeneraci, zklidňuje a tonizuje pleť.

APLIKACE

Masku naneste v tenké vrstvě na očištěnou pleť obličeje, krku nebo dekoltu.

Plochu nasvitte červeným světlem biostimulačního laseru o vlnové délce 635 – 670 nm. Doporučená dávka energie laseru je 2 – 4 J/cm². Doba terapie je závislá na velikosti plochy a výkonu laseru. Pro obličej je zpravidla do 20 minut. Pro větší plochy je výhodné použít automatický skaner MediCom CCM LineScan, který zaručuje rovnoměrné nasvícení plochy bez asistence obsluhy laseru.

Nevstřebaňte zbytky masky smyjte po aplikaci laseru vlažnou vodou. Následně pleť ošetřete podobně jako u klasické pleťové masky.

Čestnost použití ALOE LASER MASK není omezena. Zpravidla se provádí série aplikací 1 až 2 masek týdně.

UCHOVÁVÁNÍ

ALOE LASER MASK je vyráběna pro MediCom a.s. renomovaným výrobcem kosmetiky při dodržení standardů GMP – správné výrobní praxe. Stabilizované složení umožňuje uchovávat masku při pokojové teplotě po dobu 2 let od data výroby. Nevystavujte masku mrazu.

TESTER

Pro uživatele laserů, kteří dosud ALOE LASER MASK nepoužívali, je možné zakoupení testeru 50 ml za zvýhodněnou cenu 175 Kč.

CENA

dávkoř 150 ml: 770 Kč, v balení po 3 ks 690 Kč



MediCom a. s., Ženíškova 1647, 149 00 Praha 4
www.medicom.cz, markmed@medicom.cz, tel. 271 001 520