

MASTERPULS® »elite edition«

terapie radiální rázovou vlnou



STORZ MEDICAL



MASTERPULS® »elite edition

»elite« systémy terapie radiální rázovou vlnou

MASTERPULS® »elite edition« určuje nový standard kompaktních systémů rázových vln pro dynamické lékařské prostředí se silným důrazem na individuální požadavky. MASTERPULS® MP50, MP100 a MP200 mají moderní design, nízké pořizovací a provozní náklady.

Špičkový model MASTERPULS® MP200 je vybaven dotykovým displejem a integrovaným vizuálním průvodcem ošetření. Díky vysoce výkonnému tichému »Silent« kompresoru je MASTERPULS® MP200 jednou z nejvýkonnějších rázových vln ve své třídě.

Všechny přístroje mohou být provozovány s aplikátorem vibrační terapie V-ACTOR®.

MASTERPULS® MP50 »elite edition«



- ▶ **Novinka:** Vestavěný »Silent« kompresor s vypouštěním vzdušné vlhkosti
- ▶ **Novinka:** V-ACTOR®, vibrační terapie: 1 – 21 Hz
- ▶ Tlak: 1,0 – 4,0 bar
- ▶ Frekvence: 1 – 15 Hz (vzájemně závislý rozsah tlaků a energií)
- ▶ Volitelný bateriový provoz

MASTERPULS® MP100 »elite edition«



- ▶ **Novinka:** Vestavěný vysoce výkonný »Silent« kompresor s vypouštěním vzdušné vlhkosti
- ▶ V-ACTOR®, vibrační terapie: 1 – 31 Hz
- ▶ Tlak: 1,0 – 5,0 bar
- ▶ Frekvence: 1 – 21 Hz (vzájemně závislý rozsah tlaků a energií)
- ▶ Volitelný bateriový provoz

MASTERPULS® MP200 »elite edition«



- ▶ **Novinka:** Externí vysoce výkonný kompresor s vypouštěním vzdušné vlhkosti ENERGY II »Elite Edition«
- ▶ V-ACTOR®, vibrační terapie : 1 – 35 Hz
- ▶ LCD dotykový displej
- ▶ Tlak: 1,0 – 5,0 bar
- ▶ Frekvence: 1 – 21 Hz
- ▶ Vizuální průvodce ošetřením
- ▶ Dva konektory pro aplikátory