

MASTERPULS® MP50 »ultra«



- Hmotnost přístroje: 9,5 kg
- Tlak: 1,0 – 4,0 bar
- Frekvence: 1 – 15 Hz
- Vibrační terapie, V-ACTOR®: 21 Hz
- Zabudovaný standardní vzduchový kompresor

MASTERPULS® MP100 »ultra«



- Hmotnost přístroje: 10,5 kg
- Tlak: 1,0 – 5,0 bar
- Frekvence: 1 – 21 Hz
- Vibrační terapie, V-ACTOR®: 31 Hz
- Zabudovaný extra tichý vzduchový kompresor

Obecné parametry MP50/100 »ultra«



- Rozměry řídicí jednotky (š x v x h): 426 x 144 x 340 mm
- Hmotnost R-SW aplikátoru: 480 g
- Hmotnost V-ACTOR® aplikátoru: 370 g
- Konektory pro dva aplikátory
- Třída zdravotnického prostředku IIa
- Online přístup k »ICE Shock Wave Portal«

»ICE Shock Wave portal«



- Volba indikací
- Pokyny k ošetření
- Video s ošetřením