

ESWT aplikační nástavce pro R-SW aplikátor

STORZ MEDICAL



Spoušťové body/Entezopatie

A6- akupunkturní



- Ø 6 mm, akupunktura rázovou vlnou, spoušťové body
- Hloubka průniku: 0 – 20 mm
- Intenzita: ■■■■■■■■■■□□

T10 – spoušťové body



- Ø 10 mm, spoušťové body
- Spoušťové body, hluboko umístěné entezopatie
- Hloubka průniku: 0 – 40 mm
- Intenzita: ■■■■■■■■■■□□

C15 – keramický



- Ø 15 mm, CERAma-x®
- Všechny typy entezopatií
- Hloubka průniku: 0 – 30 mm
- Intenzita: ■■■■■■■■■■□□

R15 – standardní



- Ø 15 mm, standardní
- Všechny typy entezopatií
- Hloubka průniku: 0 – 35 mm
- Intenzita: ■■■■■■■■■■□□□□

DI15 – atletický



- Ø 15 mm, Deep Impact®
- Hluboko umístěné oblasti, chronické obtíže, vysokoenergetické aplikace
- Hloubka průniku: 0 – 50 mm
- Intenzita: ■■■■■■■■■■□□□□

F15 – povrchový



- Ø 15 mm, Focus Lens®
- Povrchové bolestivé oblasti, žvýkací svaly, krční páteř
- Hloubka průniku: 0 – 30 mm
- Intenzita: ■□□□□□□□□□


Myofasciální ošetření

D20-S – standardní oscilační



- Ø 20 mm, D-ACTOR®
- Svaly a pojivová tkáň
- Hloubka průniku: 0 – 50 mm
- Intenzita: ■■■■■■■■■■□□□□

D20-T – atletický oscilační



- Ø 20 mm, D-ACTOR®
- Pro profesionální atlety, vysokoenergetické aplikace
- Hloubka průniku: 0 – 50 mm
- Intenzita: ■■■■■■■■■■□□□□

D35-S – velký oscilační



- Ø 35 mm, D-ACTOR®
- Svaly a pojivová tkáň, velké svaly
- Hloubka průniku: 0 – 60 mm
- Intenzita: ■■■■■■■■■■□□□□

PERI-ACTOR® aplikační nástavce

Ošetření fascie (maximální tlak 3 bary)

PERI-ACTOR® »knuckle«



Ošetření středních a velkých fascií např.

- Zádové a plantární fascie
- Spoušťové řetězce
- Fascie ramene a krku

PERI-ACTOR® »scoop«



Ošetření na nebo pod okrajem kosti např.

- Pánevní kost zepředu
- Přední hrana holenní kosti
- Loket

PERI-ACTOR® »sphere«



Cílené ošetření fascie např.

- Plantární fascie
- Dorzum ruky
- Krční svaly
- Klenba nohy
- Spoušťové body

PERI-ACTOR® »scraper«



Ošetření všech fascií pohybového aparátu

- Fascia cruris
- Spoušťové řetězce
- Fascia lata
- Thorakolumbální fascie

SPINE-ACTOR® aplikační nástavce

Ošetření paravertebrálních svalů (maximální tlak 3 bary)

SPINE-ACTOR® 1



- Šířka rozpětí: 20 mm

SPINE-ACTOR® 2



- Šířka rozpětí: 27,5 mm

SPINE-ACTOR® 3



- Šířka rozpětí: 35 mm

Ošetření obratlových spojení celé páteře v krční, hrudní a bederní oblasti, např. ošetření paravertebrálních svalů, dysfunkcí páteře, svalové nerovnováhy a bolestivých stavů, stejně jako spoušťových bodů