

D-ACTOR® 100 »ultra«



D-ACTOR® 100

- Radiální akustická vlna:
tlak: 0,3 – 5,0 bar_{eff}
frekvence: 1 – 21 Hz (v závislosti na tlaku)
- Radiální aplikátor »FALCON« s integrovaným ovládacím displejem a funkcí »Skin touch« pro rychlé navádění ošetřením
- Vibrační terapie V-ACTOR® (volitelná): 1 – 31 Hz
- 10" dotyková obrazovka (volitelná)

D-ACTOR® 200 »ultra«*



D-ACTOR® 200

- Radiální akustická vlna:
tlak: 0,3 – 5,0 bar_{eff}
frekvence: 1 – 21 Hz
- Radiální aplikátor »FALCON« s integrovaným ovládacím displejem a funkcí »Skin touch« pro rychlé navádění ošetřením
- Dva konektory pro R-SW aplikátory
- Vibrační terapie V-ACTOR® (volitelná): 1 – 35 Hz
- Vakuová terapie (volitelná), technologie VACU-ACTOR®
- 10" dotyková obrazovka (volitelná)

CELLACTOR® SC1 TOWER-TOP »C-ACTOR® ultra«



C-ACTOR®

- Fokuzovaná akustická vlna:
0,03 – 1,24 mJ/mm²
- Fokuzovaný aplikátor C-ACTOR »SEPIA« s integrovaným ovládacím displejem pro rychlé navádění ošetřením
- 10" dotyková obrazovka (volitelná)

CELLACTOR® SC1 TOWER »ultra« D-ACTOR® & C-ACTOR® modul



D-ACTOR®

- Viz D-ACTOR 200 »ultra«*

C-ACTOR®

- Viz CELLACTOR® SC1 T-TOP »C-ACTOR® ultra«*
- Vibrační terapie V-ACTOR® (volitelná): 1 – 35 Hz
- Diagnostické ultrazvukové zobrazování, barevný Doppler (volitelné)
- Zásuvkový modul »Store case« (volitelný)
- 15,4" dotyková obrazovka