

MASTERPULS® MP50 »ultra«



- Radiální rázová vlna:
tlak: 0,3 – 4,0 bar_{eff}
frekvence: 1 – 17 Hz (v závislosti na tlaku)
- Radiální aplikátor »FALCON« s integrovaným ovládacím displejem a funkcí »Skin touch« pro rychlé navádění ošetřením
- Vibrační terapie V-ACTOR® (volitelná): 1 – 21 Hz
- 10" dotyková obrazovka (volitelná)

MASTERPULS® MP100»ultra«



- Radiální rázová vlna:
tlak: 0,3 – 5,0 bar_{eff}
frekvence: 1 – 21 Hz (v závislosti na tlaku)
- Radiální aplikátor »FALCON« s integrovaným ovládacím displejem a funkcí »Skin touch« pro rychlé navádění ošetřením
- Vibrační terapie V-ACTOR® (volitelná): 1 – 31 Hz
- 10" dotyková obrazovka (volitelná)

MASTERPULS® MP200»ultra«



- Radiální rázová vlna:
tlak: 0,3 – 5,0 bar_{eff}, frekvence: 1 – 21 Hz
- Radiální aplikátor »FALCON« s integrovaným ovládacím displejem a funkcí »Skin touch« pro rychlé navádění ošetřením
- Dva konektory pro R-SW aplikátory
- Vibrační terapie V-ACTOR® (volitelná): 1 – 35 Hz
- Vakuová terapie (volitelná), technologie VACU-ACTOR®
- 10" dotyková obrazovka (volitelná)

DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra«




Aplikátor »SEPIA«

- Fokusovaná rázová vlna, standardní rozsah energie: 0,01 – 0,55 mJ/mm²
- Fokusovaná rázová vlna, rozšířený rozsah energie: 0,03 – 1,24 mJ/mm²
- Fokusovaný aplikátor »SEPIA« s integrovaným ovládacím displejem pro rychlé navádění ošetřením
- 10" dotyková obrazovka (volitelná)

DUOLITH® SD1 TOWER »ultra«
R-SW modulDiagnostické ultrazvukové
zobrazování

R-SW modul


- Radiální rázová vlna:
tlak: 0,3 – 5,0 bar_{eff}, frekvence: 1 – 21 Hz
- Radiální aplikátor »FALCON« s integrovaným ovládacím displejem a funkcí »Skin touch« pro rychlé navádění ošetřením
- 15,4" dotyková obrazovka
- Diagnostické ultrazvukové zobrazování (volitelné):
»standard«: 2 – 10 MHz nebo
»vysoké rozlišení«: 1,5 – 15 MHz
- Vibrační terapie V-ACTOR® (volitelná): 1 – 35 Hz
- Zásuvkový modul »Store case« (volitelný)

DUOLITH® SD1 TOWER »ultra«
R-SW & F-SW modulOvládací modul
s diagnostickým
ultrazvukovým zobrazováním

F-SW modul

R-SW modul

- Kombinovaná terapie rázovou vlnou s 15,4" dotykovou obrazovkou
- Funkční parametry (radiální a fokusovaná rázová vlna) viz DOULITH®SD1 T-TOP »F-SW ultra« a DOULITH®SD1 TOWER »F-SW ultra« – R-SW modul
- 10" dotyková obrazovka (volitelná)

Aplikátory
Radiální rázová vlna

Fokusovaná rázová vlna

Vibrační terapie

Diagnostické ultrazvukové
zobrazování