

Výsledky

Vrásky kolem očí před



po 2 ošetřeních



Pigmentové skvrny před



po 1 ošetření



Jizvy po akné před



po 3 ošetřeních



Strie prsa před



po 5 ošetřeních




Strie břicho před




po 2 ošetřeních



Jaký výsledek mohu očekávat?



Bezprostřední přechodné zlepšení je vidět po každém zákroku – pokožka se projasní a dochází k redukci jemných vrásek. Nejlepší dlouhodobý efekt je patrný za dva až čtyři měsíce po skončení léčby, kdy se projeví efekt nově vytvořeného kolagenu.



sublativní rejuvenace

ematrix™

revoluce v omlazení pleti




MediCom a. s., Ženiškova 1647, 149 00 Praha 4
www.medicom.cz, markmed@medicom.cz, tel.: 271 001 520

www.syneron-candela.com

Syneron®

CANDELA®



eMatrix – sublativní rejuvenace

Sublativní rejuvenace je unikátní léčebná metoda přístrojem eMatrix s technologií frakční radiofrekvence největšího světového výrobce systémů pro estetickou medicínu Syneron-Candela.

Jak sublativní rejuvenace funguje?

Unikátní vlastností sublativní rejuvenace eMatrix je maximální léčebný efekt v podkoží s minimálním poškozením povrchu kůže. Teplo vzniklé radiofrekvenčním proudem vpraveným do kůže dotykem matice bipolárních mikroelektrod vede k obnově tvorby kolagenu a elastinu, stažení pórů a následné redukci jemných vrásek a projasnění povrchu pokožky.



Jaké jsou indikace?

eMatrix je velmi účinný nejen k neinvazivnímu vypnutí a omlazení pokožky, léčbě světlých strií, ale i k odstranění jizviček po akné a různých pigmentacích. V závislosti na intenzitě nastavených parametrů umožňuje jak ablativní zákroky, tak pouhé prohřátí pokožky.

Je pro mě sublativní rejuvenace vhodná?

Léčba je bezpečná, účinná a vhodná i pro tmavší fototypy nebo opálenou kůži, kde nelze použít laserovou terapii. Léčbu je možno provádět celoročně. Rychlé hojení a krátká doba rekonvalescence – v závislosti na intenzitě nastavených parametrů (jeden až pět dnů) umožňuje rychlý návrat k normálním aktivitám.

Jak probíhá ošetření?

Důkladně očištěná pokožka se postupně překryje dotyky koncovky se čtvercovou stopou o velikosti 12 mm. Maticí mikroelektrod přes pokožku do podkoží procházejí pulzy radiofrekvenčního proudu, které kůži bodově rychle zahřejí. Krátce po ošetření kůže zarudne a vznikne mírný otok. Při nastavení vysokých parametrů vzniknou po zákroku na pokožce jemné stroupky, které se během dvou až tří dnů odloučí.

Je zákrok bolestivý?

Během pulzu radiofrekvenčního proudu většina pacientů cítí teplý, pichlavý pocit. Po ošetření zůstává ošetřené místo růžové nebo začervenalé. Ke snížení případného nepříjemného pocitu, zvláště při použití vysokých parametrů, lze před zákrokem aplikovat znečitlivující gel. Ošetření lze absolvovat i bez anestezie.

Jak často se zákroky opakují?

Zpravidla jsou potřebná tři ošetření v intervalu čtyř až šesti týdnů.

Jaká je péče o pokožku po zákroku?

Po ošetření se nanese na ošetřovanou plochu zklidňující krém. Druhý den je již možné se vrátit k běžným činnostem. Již 12 hodin po ošetření mohou být použity hydratační pleťové prostředky a make-up. Nejméně měsíc po zákroku je nutno chránit ošetřené oblasti sluneční clonou s faktorem minimálně 30.